



Детальніше

ВАГИ ПІДЛОГОВІ BSG26-W / BSG26-P

Ці ваги були створені щоб точно вимірювати Вашу вагу на шляху до схуднення чи контролю ваги або для будь-якої іншої цілі, яку Ви ставили перед собою.



СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- Живлення: 2x1.5 V AAA батарейки
- Оснащенні високо чутливою системою сенсорів для вимірювання ваги
- Максимальне навантаження: 180 кг
- Точність вимірювання: 0.1 кг
- Авто ввімкнення/вимкнення
- Автоматичне зважування
- Шкала: kg/lb/st
- Індикація низького заряду
- Індикація перевантаження

НАТИСКАННЯ КЛАВІШ:

Використовується для перемикання/зміни одиниць вимірювання

ЯК ЗВАЖУВАТИСЬ:

1. Приберіть захисну плівку, встановіть ваги на тверду та пласку поверхню (унікайте килимів чи м'яких поверхонь), почекайте 2 секунди перед зважуванням.
2. Встановіть одиниці вимірювання, оскільки при процесі зважування їх неможливо змінити.
3. Станьте рівно на ваги, ви побачите результати зважування за 3 секунди, ваги автоматично вимкнуться за 8 секунд.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Якщо ваги не використовуються, то на них непотрібно ставити чи зберігати щось, що може привести до некоректної їх роботи, споживання джерел живлення чи перевантаження.
- Намагайтесь стояти в центрі вагів, не підковзніться.
- Стійте на вагах рівно, щоб уникнути некоректного вимірювання чи помилки
- Не стрибайте на вагах
- Уникайте потраплянню води на ваги, не мийте під водою
- Якщо ви не користуєтесь довго вагами, вийміть батарейки
- Ці ваги можна використовувати для вимірювання ваги в повсякденних побутових умовах.

УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ
ВОДИ НА ВАГИ,
НЕ МИЙТЕ
ПІД ВОДОЮ



СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті
scandix.com.ua

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: 0 800 217 697

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

Імпортер: ТОВ «ВФД», Україна, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)

Виробник: Фул Чарм (Гуанчжоу) Хаусхолд Лімітед
Рум B205, 288, Чігангхі Роад, Хайжу Дістрікт, Гуанчжоу, Китай

